



resorbable collagen plug



resorbable collagen foam



resorbable collagen tape



Posizionamento di un ritaglio di tampone (RCP) o un nastro (RCT) di collagene riassorbibile, come medicazione sopra il sito dell'innesto.

COLLAGENE RIASSORBIBILE PLUG, FOAM e TAPE

- Fornisce una matrice eccellente per aiutare nella guarigione delle ferite
- Utile nella protezione del sito della ferita
- Controlla il sanguinamento minore dovuto alle proprietà emostatiche intrinseche delle fibre di collagene

Caratteristiche del collagene riassorbibile	Tampone PLUG	Schiuma FOAM	Nastro TAPE
Completamente riassorbibile	*	*	*
Ideale per applicazioni in ferite orali	*	*	*
Fornisce un'eccellente matrice che favorisce la guarigione delle ferite	*	*	*
Protegge il letto della ferita orale	*	*	*
Ideale per le cavità di estrazione	*		
Controlla piccole fuoriuscite ematiche grazie alle intrinseche proprietà emostatiche delle fibre di collagene	*	*	*

RCP - Tampone in collagene riassorbibile

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione
5094000	RC-PLUG, Sterile	1cm x 2cm	10/Box

RCF - Foam in collagene riassorbibile

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione
5092000	RC-FOAM, Sterile	2x4cm, 3mm spessore	10/Box

RCT - Nastro in collagene riassorbibile

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione
5091000	RC-TAPE, Sterile	2,5x7,5cm, 1mm spessore	10/Box